

VERTIFLEX

S4-S5-S6



info@synetikergocare.com

Synetik

ErgoCare

VERTIFLEX S VERTICALISATEUR

La gamme de verticalisateurs à position simple ou hybride Vertiflex a été conçue pour s'adapter à plusieurs catégories d'enfants et pour répondre aux plus grands défis de positionnement. Chaque Vertiflex peut être configuré à l'aide d'une large gamme d'accessoires en fonction des besoins de l'utilisateur. L'ingénierie et le design de chacun des accessoires permettent des ajustements très précis qui garantissent et favorisent une utilisation et un confort optimal.



S4-S5-S6 est offert en noir SANDTEX



4 VERTIFLEX | Modèle 4

- Sol aux aisselles : 42-52 po
- Poids max : 250 lbs
- Dimensions base :
28 ¼ po x 45 ½ po

Le modèle 4 est disponible pour le Vertiflex S seulement.

5 VERTIFLEX | Modèle 5

- Sol aux aisselles : 47-57 po
- Poids max : 250 lbs
- Dimensions base :
28 ¼ po x 45 ½ po

6 VERTIFLEX | Modèle 6

- Sol aux aisselles : 54-64 po
- Poids max : 250 lbs
- Dimensions base :
28 ¼ po x 45 ½ po

SPÉCIFICATIONS

-  Matériel de haute qualité
-  Poids léger
-  Grandit avec l'utilisateur
-  Ajustable
-  Personnalisable
-  Tablette transparente
-  Modulaire et réglable



VENTRAL



DORSAL

AVANTAGES

POSTURE DEBOUT :

- Améliore/maintient l'amplitude de mouvement
- Gestion de l'atrophie dans les muscles du tronc et des jambes
- Améliore la force du tronc et des membres inférieurs
- Réduit les spasmes musculaires
- Favorise le bon développement musculo-squelettique
- Améliore la fonction intestinale et la régularité
- Améliore la circulation

CARACTÉRISTIQUES



TRÈS MODULAIRE

Avec plus de 50 accessoires, la gamme Vertiflex peut être configurée pour les enfants et les adultes.




MÉCANISME D'INCLINAISON

L'unité de base est équipée inclinaison assistée pour assurer une transition en douceur et en sécurité de la verticale à l'horizontale.



AJUSTEMENTS PRÉCIS

Le design de chaque composante permet des ajustements très précis qui sont essentiels pour assurer un confort optimal.



TABLETTE FACILE À UTILISER

La tablette peut être installée et retirée facilement grâce à son système de verrouillage unique qui le maintient en place sans bouton ni clip.



Tél.: 450.759.9449
1242 rue De Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 3P1
www.synetikergocare.com
info@synetikergocare.com

Synetik
ErgoCare